


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps6 Para Wb E Elisa - P82932

Número do item: CM0028953



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à MRPS6 humana, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo da proteína ribossômica mitocondrial S6 na tradução e biologia ribossômica. Proteína de 14 kDa, P82932.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS6 Rabbit pAb
Observações/Alias	S6mt; RPMS6; MRP-S6; C21orf101; MRPS6
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	64968
GeneID	64968
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 da MRPS6 humana (NP_115865.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P82932
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo