


Anticorpo Policlonal Anti-Mrps7 Para Wb, Elisa - Q9Y2R9

Número do item: CM0018916



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD contra a proteína ribossomal mitocondrial S7 (MRPS7), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Tem como alvo o MRPS7 humano, peso proteico ~28 kDa. Ideal para pesquisas mitocondriais e estudos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado por KD] MRPS7 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	MRPS7; MRP-S; MRP-S7; RP-S7; RPMS7; S7mt; bMRP27a; proteína ribossomal mitocondrial S7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51081
GeneID	51081
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-140 do MRPS7 humano (NP_057055.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y2R9
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo