


Anti-Mrps7 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R9

Número do item: CM0023361



introdução

Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com MRPS7 humano, de camundongo e de rato (28kDa, Q9Y2R9). Adequado para estudos de ribossomos mitocondriais e pesquisa de doenças mitocondriais primárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S7mt; MRP-S; RP-S7; RPM57; MRP-S7; COXPD34; bMRP27a; MRPS7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51081
GeneID	51081
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-190 do MRPS7 humano (NP_057055.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2R9
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo