


Anticorpo Policlonais Anti-Mrps9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P82933

Número do item: CM0017367



introdução

Anticorpo policlonais de coelho contra MRPS9 humana (proteína ribossômica mitocondrial S9) para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa de tradução mitocondrial e ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS9 Rabbit pAb
Observações/Alias	S9mt; RPMS9; MRP-S9; MRPS9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	64965
GeneID	64965
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 237-396 da MRPS9 humana (NP_872578.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P82933
Peso Molecular	46kDa
Envio	Saco de gelo