


Anticorpo Monoclonal Anti-Mrrf Para Wb, Elisa - Q96E11

Número do item: CM0007551



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MRRF validado para Western blot e ELISA. Detecta o fator de reciclagem do ribossomo mitocondrial em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-MRRF de coelho
Observações/Apelidos	RRF; MRFF; MTRRF; MRRF
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	92399
GeneID	92399
Imunógeno	Pepídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96E11
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo