

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ms4A14 Para Wb, Elisa - Q96Ja4

Número do item: CM0002621

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à MS4A14 humana (Q96JA4), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em ratos. Projetado para pesquisas sobre complexos de receptores de membrana e vias de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MS4A14
Observações/Alias	MS4A16; NYD-SP21; MS4A14
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	84689
GeneID	84689
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-280 da MS4A14 humana (Q96JA4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q96JA4
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo