

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ms4A4A - Ms4A4A

Número do item: CM0022257

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Ms4a4a de camundongo, validado para Western blot e ELISA. Alta especificidade para pesquisa de Ms4a4a em amostras de camundongo. Ideal para estudos de imunodetecção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Ms4a4a Rabbit pAb
Observações/Alias	EG666907; Ms4a4a
Espécie Hospedeira	Coelho
ID do Gene (Camundongo)	666907
ID do Gene Ortólogo Humano	51338
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-236 da Ms4a4a de camundongo (NP_001297260.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Bolsa de gelo