

Anticorpo Policlonal Anti-Ms4A8B Para Wb, Elisa - Q9By19

Número do item: CM0017753

introdução

A CamelBio oferece este anticorpo policlonal anti-MS4A8B, validado para WB/ELISA. Ele tem como alvo a proteína humana MS4A8B, uma proteína transmembrana de quatro domínios expressa em tecidos hematopoiéticos, dando suporte a estudos de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MS4A8B Rabbit pAb
Observações/Apelido	MS4A4; 4SPAN4; CD20L5; MS4A8B
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	83661
ID do Gene	83661
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da MS4A8B humana (NP_113645.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9BY19
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo