


Anticorpo Policlonal Anti-Msh2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43246

Número do item: CM0012954



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MSH2 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de reparo de incompatibilidade de DNA, pesquisa em câncer e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSH2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FCC1; COCA1; HNPCC; LCF52; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; MSH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4436
ID do Gene	4436
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do MSH2 humano (NP_000242.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43246
Peso Proteico	105kDa
Envio	Em saco de gelo