

Anti-Msh4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - O15457

Número do item: CM0025133

introdução

Anticorpo policlonal de coelho MSH4 para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. O MSH4 é essencial para a recombinação meiótica e segregação cromossômica, tornando-o uma ferramenta de pesquisa fundamental para estudos de meiose e fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSH4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ASG; POF20; SPGF2; MSH4
Espécie	Humano
ID do Gene	4438
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 697-936 do MSH4 humano (NP_002431.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O15457
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo