


Anticorpo Monoclonal Anti-Msh6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52701

Número do item: CM0011429



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-MSH6, validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato; direcionado à proteína de reparo de desajuste de DNA Msh6 (P52701), ideal para pesquisa e diagnóstico do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSH6 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Espécie	Humano
GeneID	2956
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MSH6 humana (NP_000170.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52701
Peso da Proteína	153 kDa
Transporte	Saco de gelo