

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Msh6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Número do item: CM0006364



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MSH6 validado por KO para pesquisas sobre reparo de incompatibilidades do DNA. Aplicações: WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Camundongo e Rato. ~153 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | mAb de coelho anti-MSH6 [Validado por KO]                                                                                |
| Observações/Apelidos | GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53                                                                   |
| Espécie              | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)      | 2956                                                                                                                     |
| GeneID               | 2956                                                                                                                     |
| Imunógeno            | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 do MSH6 humano (NP_000170.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Reatividade cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                | P52701                                                                                                                   |
| Peso da proteína     | 153 kDa                                                                                                                  |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                            |