

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Msh6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Número do item: CM0021938



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MSH6 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta MSH6 (proteína de reparo de incompatibilidade de DNA) humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de MMR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSH6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2956
ID do Gene	2956
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do MSH6 humano (NP_000170.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52701
Peso da Proteína	153kDa
Envio	Saco de gelo