

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Msh6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Número do item: CM0020670



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MSH6 para aplicações em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta MSH6 em amostras humanas, de rato, rato e macaco. Uma ferramenta confiável para pesquisa de reparo de incompatibilidade de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MSH6 Rabbit pAb
Observações/Apêndices	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2956
GeneID	2956
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MSH6 humano (NP_000170.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P52701
Peso Proteico	153kDa
Envio	Saco de gelo