

Anticorpo Monoclonal Anti-Msin3A Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96St3

Número do item: CM0007315

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa a mSin3A humana (SWISS Q96ST3). Adequado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre repressão transcricional e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mSin3A Rabbit mAb
Observações/Apelido	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; mSin3A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25942
ID do Gene	25942
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1174-1273 da mSin3A humana (Q96ST3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96ST3
Peso da Proteína	145kDa
Envio	Saco com gelo