

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-MSL1 Para Wb, Elisa - Q68Dk7

Número do item: CM0020973



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MSL1 humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar vias de acetilação de histonas, estabilidade da cromatina e compensação de dosagem gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSL1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	MSL-1; MSL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	339287
ID do Gene	339287
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-300 do MSL1 humano (NP_001012241)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q68DK7
Peso Proteico	67kDa
Envio	Em saco de gelo