


Anticorpo Policlonais Anti-Msmb Para Wb, Elisa - P08118

Número do item: CM0017569



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MSMB validado para Western blot e ELISA. Reconhece a Beta-microssemínoproteína humana, uma proteína secretada pela próstata com potencial como biomarcador de câncer. Adequado para estudos de expressão tissular e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSMB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4477
GeneID	4477
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-114 da MSMB humana (NP_002434.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08118
Peso da Proteína	13kDa
Transporte	Bolsa de gelo