

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Msmb Para Wb, If/Icc, Elisa - P08118

Número do item: CM0008600



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a beta-microseminoproteína humana (MSMB), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com a MSMB de camundongo. Ideal para pesquisas sobre próstata e plasma seminal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho contra MSMB
Observações/Al[]	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Espécie	Humana
ID do Gene	4477
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MSMB humana (P08118).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P08118
Peso da Proteína	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo