


Anticorpo Policlonal Anti-Msp/Mst1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26927

Número do item: CM0016863



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MSP/MST1 humano (Proteína semelhante ao fator de crescimento de hepatócitos), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a estimulação de macrófagos e a regeneração hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSP/MST1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MSP; HGFL; NF15S2; D3F15S2; DNF15S2; MSP/MST1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4485
GeneID	4485
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 200-500 do MSP/MST1 humano (NP_066278.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26927
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco com gelo