

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Msr1 Para Wb E Elisa - P21757

Número do item: CM0017796



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MSR1 humano, adequado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Detecta uma proteína de 50 kDa. Útil para estudar a função do receptor scavenger de macrófagos na aterosclerose e na imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MSR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Espécie	Humano
GeneID	4481
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 192-451 do MSR1 humano (NP_619729.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21757
Peso da proteína	50 kDa
Transporte	Bolsa de gelo