

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Msra (Pmsr) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uj68

Número do item: CM0014420

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MSRA (metionina sulfóxido redutase A). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo uma enzima de reparo mitocondrial e citosólica essencial para a proteção contra o estresse oxidativo. 26 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra MSRA
Observações/alias	PMSR; MSRA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4482
GeneID	4482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-235 da MSRA humana (NP_036463.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UJ68
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo