

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Msra Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uj68

Número do item: CM0025386

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao MSRA humano (PMSR), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo e reparo proteico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSRA Rabbit pAb
Observações/Alias	PMSR; MSRA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-235 da MSRA humana (NP_036463.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJ68
Peso Proteico	26kDa
Transporte	Bolsa de gelo