

Anticorpo Policlonal Anti-Msrb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzv6

Número do item: CM0027858



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MSRB1 humano (Selenoproteína X). Validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com MSRB1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em estresse oxidativo, dinâmica da actina e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MSRB1
Observações/Apêndice	SELR; SELX; SepR; SEPX1; HSPC270; SELENOR; SELENOX; MSRB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51734
GeneID	51734
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-94 do MSRB1 humano (NP_057416.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZV6
Peso Proteico	13kDa
Envio	Bolsa de Gelo