

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Msrb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3D2

Número do item: CM0026426

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MSRB2 humano, uma metionina-R-sulfóxido redutase mitocondrial envolvida na proteção contra estresse oxidativo. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSRB2 Coelho pAb
Observações/Apelido	CBS1; MSRB; PILB; CBS-1; CGI-131; MSRB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22921
ID do Gene	22921
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-182 do MSRB2 humano (NP_036360.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3D2
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo