


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Msrb3 Para Wb E Elisa - Q8IXL7

Número do item: CM0002898



introdução

Anticorpo monoclonal coelho MSRB3 para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Ideal para estudos sobre estresse oxidativo, redução de metionina e perda auditiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho MSRB3 (mAb)
Observações/Apelido	DFNB74; MSRB3
Espécie	Humano
GeneID	253827
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-192 do MSRB3 humano (Q8IXL7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IXL7
Peso Proteico	21kDa
Envio	Em saco de gelo