


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mst1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13043

Número do item: CM0023708



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MST1 (STK4), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para estudar sinalização Hippo, apoptose e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MST1
Observações/Apêndice	KRS2; MST1; YSK3; STK4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6789
ID do Gene	6789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 303-487 do MST1 humano (NP_006273.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13043
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de Gelo