


Anticorpo Policlonal Anti-Mst1/Stk4 Para Wb, Elisa - Q13043

Número do item: CM0023659



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado para KO que reconhece MST1/STK4 humano (KRS2, MST1, YSK3). Confirmado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Para estudos de sinalização Hippo e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] MST1/STK4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KRS2; MST1; YSK3; K4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6789
ID do Gene	6789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 303-487 da MST1/STK4 humana (NP_006273.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13043
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo