


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mst1/Stk4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13043

Número do item: CM0029899



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MST1/STK4, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre apoptose e sinalização Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MST1/STK4 Rabbit pAb
Observações/Alias	KRS2; MST1; YSK3; K4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6789
GeneID	6789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 303-487 da MST1/STK4 humana (NP_006273.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13043
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo