


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Msy2 Para Wb E Elisa - Q9Y2T7

Número do item: CM0019814



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MSY2 humano (proteína de ligação à caixa Y 2, DBPC, CSDA3, CONTRIN). Validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Detecta MSY2 endógeno em ~39 kDa. Ideal para biologia de células germinativas e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSY2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DBPC; MSY2; CSDA3; CONTRIN
Espécie	Humano
ID do Gene	51087
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MSY2 humano (NP_057066.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y2T7
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo