

Anticorpo Policlonal Anti-Mt-Atp6 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00846

Número do item: CM0021705



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MT-ATP6 humano (subunidade a da ATP sintase F(0)). Aplicável em WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT-ATP6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATPase6; MTATP6; ATP6; MT-ATP6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4508
ID do Gene	4508
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MT-ATP6 humano (YP_003024031.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00846
Peso Proteico	25 kDa
Envio	Em saco de gelo