

Anticorpo Policlonal Anti-Mt-Atp8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03928

Número do item: CM0019232



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MT-ATP8 (ATPase8) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a função da ATP sintase mitocondrial e distúrbios relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MT-ATP8
Observações/Alcunhas	ATPase8; MTATP8; ATP8; MT-ATP8
Espécie	Humano
ID do Gene	4509
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-68 do MT-ATP8 humano (YP_003024030.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03928
Peso da Proteína	8 kDa
Envio	Bolsa de gelo