


Anti-Mt-Co3 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00414

Número do item: CM0022567



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MT-CO3 (subunidade 3 da citocromo c oxidase), adequado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT-CO3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	COIII; MTCO3; COX3; MT-CO3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4514
ID do Gene	4514
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MT-CO3 humano (YP_003024032.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00414
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo