


Anticorpo Policlonal Anti-Mt-Cyb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00156

Número do item: CM0024123



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Citocromo b humano (MT-CYB), um componente do complexo III da cadeia respiratória mitocondrial. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de aproximadamente 43 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT-CYB Rabbit pAb
Observações/Alias	MTCYB; CYTB; MT-CYB
Espécie	Humano
ID do Gene	4519
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do MT-CYB humano (YP_003024038.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00156
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)