


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mt-Cyb Para Wb E Elisa - P00158

Número do item: CM0025409



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MT-CYB de camundongo (Citocromo b), validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano e rato. Ideal para pesquisa da cadeia respiratória mitocondrial e fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT-CYB pAb Coelho
Observações/Apelido	CYTB; MT-CYB
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4519
GeneID	17711
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 3-103 do MT-CYB de camundongo (NP_904340.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00158
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo