


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mt-Nd1 (Wb, Elisa) - P03886

Número do item: CM0005204



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MT-ND1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar a função do complexo I mitocondrial, peso proteico ~36kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MT-ND1
Observações/Apelido	MTND1, ND1, MT-ND1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4535
GeneID	4535
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MT-ND1 humano (P03886)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P03886
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo