


Anticorpo Policlonal Anti-Mt-Nd2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03891

Número do item: CM0023453



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a MT-ND2 humana (subunidade 2 da NADH desidrogenase), uma subunidade central do Complexo I. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT-ND2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MTND2; ND2; MT-ND2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4536
ID do Gene	4536
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03891
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de Gelo