


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mt-Nd3 Para Wb - P03897

Número do item: CM0023992



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MT-ND3 humano, uma subunidade central do Complexo I mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar a função mitocondrial e distúrbios da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT-ND3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MTND3; ND3; MT-ND3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4537
GeneID	4537
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-70 do MT-ND3 humano (YP_003024033.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03897
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco de gelo