


## Anti-Mt-Nd4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03905

Número do item: CM0024506



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MT-ND4 (subunidade 4 da NADH desidrogenase) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa do Complexo I mitocondrial.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MT-ND4 pAb de Coelho                                                                                                   |
| Observações/Apelido | MTND4; ND4; MT-ND4                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                 |
| GeneID              | 4538                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 401-459 do MT-ND4 humano (YP_002124311.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                               |
| SWISS               | P03905                                                                                                                 |
| Peso da Proteína    | 52kDa                                                                                                                  |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                          |