


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mt-Nd4L Para Wb, If/Icc, Elisa - P03901

Número do item: CM0020069



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MT-ND4L humana (subunidade 4L da NADH desidrogenase mitocondrial). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para investigação do Complexo I e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MT-ND4L Rabbit pAb
Observações/Alias	MTND4L; ND4L; MT-ND4L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4539
ID do Gene	4539
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 40 até o C-terminal do MT-ND4L humano (AXQ02532.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P03901
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo