


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mt-Nd5 Para Wb E Elisa - P03915

Número do item: CM0014111



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade 5 da NADH desidrogenase (MT-ND5) validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Imunogênio derivado de peptídeo MT-ND5 de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT-ND5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ND5; MT-ND5
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4540
GeneID	17721
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do MT-ND5 de camundongo (NP_904338.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03915
Peso Molecular da Proteína	67kDa
Envio	Saco de gelo