


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mt-Nd5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P03915

Número do item: CM0021821



introdução

Anticorpo policlonal de coelho reativo contra MT-ND5 humano, desenvolvido para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre a função mitocondrial, a montagem do complexo I e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho MT-ND5
Observações/Apelido	MTND5; ND5; MT-ND5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4540
GeneID	4540
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do MT-ND5 humano (YP_003024036.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03915
Peso da proteína	67 kDa
Envio	Embalagem de gelo