


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mt-Nd5 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P03915

Número do item: CM0029054



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MT-ND5 (subunidade 5 da NADH desidrogenase) para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos do Complexo I mitocondrial.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro               | Valor                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto         | MT-ND5 Rabbit pAb                                                                                                                             |
| Observações/Apelido     | ND5; MT-ND5                                                                                                                                   |
| Espécie                 | Camundongo                                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano)     | 4540                                                                                                                                          |
| ID do Gene (Camundongo) | 17721                                                                                                                                         |
| Imunógeno               | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-607 do MT-ND5 de camundongo (NP_904338.1). |
| Fonte                   | Coelho                                                                                                                                        |
| Categoria               | Anticorpos Policlonais                                                                                                                        |
| Aplicação               | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada     | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                      |
| SWISS                   | P03915                                                                                                                                        |
| Peso Proteico           | 67kDa                                                                                                                                         |
| Envio                   | Saco de gelo                                                                                                                                  |