


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mt-Nd6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P03923

Número do item: CM0011829



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao MT-ND6 humano (subunidade 6 da NADH desidrogenase), adequado para aplicações WB, IHC-P e ELISA. Detecta uma proteína de 19 kDa, essencial para pesquisas do Complexo I mitocondrial e estudos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-MT-ND6 de Coelho
Observações/Alias	MTND6; ND6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4541
GeneID	4541
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 134-150 do MT-ND6 humano (YP_003024037.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P03923
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo