


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mt-Nd6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P03923

Número do item: CM0018801



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana MT-ND6, uma subunidade do complexo mitocondrial I. Validado em WB, IHC-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho MT-ND6
Observações/Apêndice	MTND6; ND6; MT-ND6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4541
GeneID	4541
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 80-174 da proteína humana MT-ND6 (YP_003024037.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03923
Peso Proteico	19kDa
Envio	Em saco de gelo