

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mt2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02795

Número do item: CM0020420



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a MT2A humana (Metalotioneína-2A), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de homeostase de metais e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MT2A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MT2, MT-2, MT-II, MT2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4502
GeneID	4502
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-61 da MT2A humana (NP_005944.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02795
Peso da Proteína	6kDa
Envio	Bolsa de gelo