


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mta1 Para Wb E Elisa - Q13330

Número do item: CM0012986



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTA1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta MTA1 humano e de camundongo (~81 kDa), um componente do complexo NuRD e coregulador transcricional associado à metástase do câncer. Ideal para estudos de biologia do câncer e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MTA1
Espécie	Humano
GeneID	9112
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do MTA1 humano (NP_004680.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13330
Peso Proteico	81kDa
Transporte	Bolsa de gelo