

Anticorpo Policlonais Anti-Mta3 Para Wb E Elisa - Q9Btc8

Número do item: CM0024228

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTA3 humana. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com espécies humana e de camundongo. Direciona-se a um componente chave do complexo NuRD envolvido na remodelação da cromatina e na arquitetura epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MTA3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	57504
GeneID	57504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-330 da MTA3 humana (NP_065795.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9BTC8
Peso Proteico	68kDa
Envio	Bolsa de gelo