


Anticorpo Monoclonal Anti-Mtap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13126

Número do item: CM0002668



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à MTAP humana (S-metil-5'-tioadenosina fosforilase). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para metabolismo de poliaminas e pesquisa em câncer. Peso molecular 31kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-MTAP
Observações/Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4507
ID do Gene	4507
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 184-283 da MTAP humana (Q13126).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13126
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo