


Anticorpo Policlonais Anti-Mtap Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13126

Número do item: CM0023523



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTAP (S-metil-5'-tioadenosina fosforilase). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de poliaminas e reciclagem de metionina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTAP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Espécie	Humano
GeneID	4507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 da MTAP humana (NP_002442.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13126
Peso da Proteína	31kDa
Transporte	Saco de gelo