


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13126

Número do item: CM0017787



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MTAP validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta MTAP em humano, camundongo e rato. Útil para estudos de recuperação de metionina, metabolismo de poliaminas e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTAP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Espécie	Humana
GeneID	4507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 da MTAP humana (NP_002442.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13126
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo